

Stélky/vložky do bot Dr. Grepl Froté odstříhávací s korekcí - béžové

Obchod: Armik.cz

E-mail: info@netnakup.cz

Telefon: +420 720 278 200



Odkaz: <https://armik.cz/stelky-vlozky-do-bot-dr-grepl-frote-odstrihavaci-s-korekci-bezove/>

Kód zboží: 89-2/3k

Značka: Dr. Grepl

Velikost: dámské, pánské

Popis:

Prvním praktickým krokem je vydělat starou stélku z obuvi a podle ní novou stélku upravit zastřihnutím.

Pokud to není možné tak se při úpravě stélek řídíme šrafováním předtištěných velikostí. Nejdříve stélky vystříhneme nůžkami na potřebnou velikost a potom do místa kresby, tzn. na spodní část stélek přilepíme klín FixGel a to tak, že odstraníme krycí vrstvu papíru a potom přilepíme do patní části vyšší částí klínu dovnitř (při vbočení dovnitř - pronace) a nebo vyšší částí klínu vně (při vbočení vně - supinace).

Přitlačíme dlaní spoj aby byl dostatečně pevný.

Udaná velikost při objednávce znamená, že ke stélkám bude přiložen korekční klin FixGel vel. 25-40 (dámská) nebo vel.41-47 (pánská).

Fotky:

